













<span></span>	ref:75.09.046 rev.04
<b>Medacta</b>	<b>CE 2797</b>
International <span></span>	
<b>Strada Regina</b> <b>CH - 6874 Castel San Pietro - Switzerland</b> <b>Phone<span> </span>: +4 1 91 696 60 60 Fax +41 91 696 60 66</b> <b>Info@medacta.ch – www.medacta.com</b>	Manufactured by: Medacta International SA CH-6874 Castel San Pietro - Switzerland

<b>MECTASCREW PEEK</b>
The components of all MectaScrew PEEK interference screw are supplied in single-use packages. For components delivered sterile, the sterilization method is indicated on the label. The expiration date must be checked on the label as well as the package integrity to ensure that sterility of the contents has not been compromised. If the package is damaged or has been previously opened, do not use the component. Do not resterilize.
<b>CAUTION</b>
For a U.S. specific package insert, please go to www.medacta.com or call toll free 800-901-7836.

<b>SYMBOLS / SIMBOLI / PICTOGRAMMEN / PIKTOGRAMME / PICTOGRAMAS / PICTOGRAMAS / PICTOGRAMMES / ΕΙΚΟΝΟΣΥΜΒΟΛΑ</b>	
	Do not reuse / Non riutilizzare / Niet hergebruiken / Nicht wiederverwenden / No reutilizable / Não reutilizar / Ne pas réutiliser / Μη επαναχρησιμοποιείτε
	Do not resterilize / Non ristilizzare / Niet resteriliseren / Bitte nicht re-sterilisieren / No resterilize / Não resterilizar / Ne pas restériliser / Να μην αποστειρωθεί ξανά
	Caution, read the accompanying documents / Atención, consultar i documentos d'acompanyamento / Opgelet, raadpleeg de bijgeleverde documenten / Achtung, Begleitdokumente beachten / Atención, consulte los documentos que se acompañan / Atención, consultar os documentos de acompañamento / Attention, consulter les documents d'accompagnement / Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα
	Consult instructions for use / Consultare le istruzioni di utilizzo / Gebruiksaanwijzing / Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung / Consulte las instrucciones antes de su uso / Consulte as instruções de uso / Consultez les instructions d'utilisation / Οδηγίες χρήσης
	Do not expose to sunlight / Non esporre alla luce del sole / Niet blootstellen aan zonlicht / Vor Sonnenlicht schützen / No exponer a la luz solar / Não expor à luz solar / Ne pas exposer à la lumière du soleil / Μη εκθέτετε σε ηλιακό φως
	Store in a dry place / Conservare in luogo asciutto / Droog bewaren / Trocken aufbewahren / Conservar en lugar seco / Conservar em local seco / Conserver au sec / Φυλάσσετε σε ξηρό χώρο
	Do not use if package is damaged / Non utilizzare se la confezione è danneggiata / Niet gebruiken als verpakking beschadigd is / Bitte nicht verwenden, falls Verpackung beschädigt ist / No utilizar si el envoltorio está dañado / Não utilizar se a embalagem estiver violada / Ne pas utiliser si l'emballage est abîmé / Να μην χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
	Use by / Utilizzare entro il / Te gebruiken voor / Zu verwenden bis / Utilizar antes de / A utilizar antes de / A utiliser avant / Ημερομηνία λήξης
	Lot number / Numero di lotto / Nummer van de partij / Waren-Lot-Nummer / Número de lote / Número de lote / Numéro de lot / Αριθμός παρτίδας
	Reference number / Riferimento commerciale / Handelsreferentie / Referenznummer / Numero de Referencia / Referência comercial / Référence commerciale / Νοτιέρο παραπομπής
	Sterilized by irradiation / Sterilizado mediante irradiazione / Gesteriliseerd door dostraling / Sterilisiert durch Bestrahlung / Esterilizado por irradiación / Esterilizado por irradiação / Stérilisé par irradiation / Αποστειρωμένο με ακτινοβολία
	MR Safe / Seguro per RM / MR veilig / MR geeignet / Seguro RM / Seguro para RM / RM sécurisée / ασφαλές στην μαγνητική τομογραφία

<b>ENGLISH</b>	<b>INSTRUCTIONS FOR USE MECTASCREW PEEK</b>

Important notice: the device(s) can be prescribed and implanted only by a medical doctor legally authorized to perform this type of surgery.

#### GENERAL

Before any surgery, the surgeon must be familiar with the product literature and operative technique and must read carefully these instructions for use. Patient selection is as important as implant placement or positioning. Unsuitable functional requirements may contribute to reduce the implant life. The warnings must be heeded, and the instructions for use must be strictly followed.

#### PRODUCT DESCRIPTION

These instructions for use are intended for all products described here below.

#### Medacta's product description

Medacta MectaScrew PEEK interference screws were developed to provide interference between a ligament graft and a bone tunnel in the ligament reconstruction surgery.

#### INTENDED USE

The purpose of the MectaScrew PEEK interference screws is to provide a suitable and secure intra- tunnel graft fixation in ligamentoplasty surgery.

**Indications**  
Reconstructive treatment of ruptured anterior and posterior cruciate ligaments by means of auto-, allo-, and synthetic grafts

#### Contraindications

- Osteoporosis and osteomalacia
- Adiposity or patient overweight, leading to excessive strain on the fixation
- Osteoma in the area in which the fixation button is to be placed
- Deformities of the bone, or general conditions of the bone, which preclude the implantation of the fixation button in the opinion of a physician
- Systemic diseases and metabolic disorders that may compromise the outcome of the surgery

#### WARNINGS

The success of the operation depends on compliance with the operative technique supplied, and the proper use of the dedicated instruments specially designed for that range of implants. Malpositioning may reduce implant longevity and lead to early implant failure.

One Medacta label for each device must be properly applied to the Medacta Implant Card provided, and delivered to the patient.

#### PRECAUTIONS

Ensure Medacta MectaScrew PEEK interference screws are used with the special screwdriver designed for this purpose. The screwdriver must be inserted into the screw as far as it will go in order to prevent damage to the screw and its head during insertion.

#### MRI Compatibility

The Medacta MectaScrew PEEK interference screws are MR Safe.

#### Medacta International Implants

Medacta International is not responsible for the use of its implant components in combination with a component from another manufacturer (unless otherwise specified by Medacta International in the surgical technique), therefore we advise against such a use. The components of a MectaScrew PEEK interference screw should never be reimplanted. While an implant may appear undamaged, microscopic imperfections may occur and cause implant failure. The operating surgeon must be aware that even a very small superficial damage, caused for instance by a sharp tool or electrocautering, can have an influence on the endurance of the device and can lead to fracture. Medacta MectaScrew PEEK interference screw products are non-pyrogenic.

#### Caution

The following risk factors, individually or together, may result in poor clinical outcomes:

- Inadequate bone quality, (e.g. osteoporosis, previous cruciate ligament operation)
- Systemic diseases or metabolic disorders
- History of infections or recurrent falls
- Drug dependence and abuse of alcohol and medications
- Mental incapacity of patient to understand the instructions of the physician and to comply with them
- Local bone tumors

#### INSTRUCTIONS FOR USE

#### Preoperative phase

The surgeon should verify possible patient physical limitations and mental deficiencies and he should also discuss with the patient all the details of the procedure and implant. The discussion should consider the limitations of the procedure and the constraints imposed by the selected implant. The factors which could limit the performance and stability of the implant, e.g. level of activity, should be set out to improve the patient's chances to avoid complications. The necessity to follow the postoperative instructions given by the surgeon should be fully understood by the patient. A stock of sterile implants of suitable sizes must be available and checked by the operator before surgery.

#### Handling

To avoid scratching or damaging the implants, these should be handled with the utmost care by qualified personnel and in an environment where conditions of hygiene are controlled. The implants should be kept in their undamaged packages.

#### Surgical technique

The surgeon should be fully familiar with the surgical technique. Supplementary information about the surgical techniques (brochure and video) and products are available on request. Careful preoperative planning, documented by X-rays (and/or computer tomography (CT) or magnetic resonance imaging (MRI) scans), is essential.

#### Postoperative care and follow-up

The surgeon should caution the patients to control their level of activity and avoid excessive loads on the operated limb. Moreover the surgeon should make the patients aware of the precautions to be taken in terms of exercises, treatments and limitations on activities, any limitations reported on the label, as well as exposure to magnetic fields.

Periodic follow-up and X-rays (and/or computer tomography (CT) or magnetic resonance imaging (MRI) scans) are recommended to make comparisons with the immediate postoperative condition and anticipate implant related complications. Excessive physical activity, and operated limb traumas may cause early failure of the implant. If in the case occurs, it is necessary to place the patient under supervision, evaluate the possible progression of the deterioration, and weigh the benefit of early revision.

#### ADVERSE EFFECTS AND COMPLICATIONS

Adverse effects that can occur in reconstructive treatment of ligament ruptures include:

- Infection, both deep and superficial
- Allergies, mild inflammatory and foreign body reactions to implant material
- Some adverse effects can ultimately lead to death.
- General complications include:
  - Venous thrombosis with/without pulmonary embolism
  - Cardiovascular or pulmonary disturbances
  - Haematomas
  - Systemic allergic reactions
  - Systemic pain

#### PACKAGING

The components of all MectaScrew PEEK interference screw are supplied in single-use packages.

For components delivered sterile, the sterilization method is indicated on the label. The expiration date must be checked on the label as well as the package integrity to ensure that sterility of the contents has not been compromised. If the package is damaged or has been previously opened, do not use the component. Do not resterilize.

#### STORAGE

The packages must be stored in a cool, dry place, away from light.

#### TRADEMARKS

Medacta is registered trademark of Medacta International SA, Castel San Pietro, Switzerland.

The reference text is the English text
Last Update: October 2019

ITALIANO	ISTRUZIONI PER L'USO MECTASCREW PEEK

Avviso importante: i dispositivi devono essere prescritti e impiantati solo da un medico chirurgo in possesso dell'autorizzazione a svolgere questo tipo di intervento.

#### INFORMAZIONI GENERALI

Prima di qualsiasi intervento, il chirurgo deve conoscere bene la letteratura del prodoto e la tecnica operatoria e leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. La selezione del paziente è importante nella posa o nel posizionamento di un impianto. Requisiti funzionali non appropriati possono contribuire a ridurre la durata dell'impianto. Prestare attenzione alle avvertenze e seguire rigorosamente le istruzioni per l'uso.

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Le presenti istruzioni per l'uso riguardano i prodotti di seguito descritti.

#### Descrizione del prodotto Medacta

Le viti Medacta ad interferenza MectaScrew PEEK sono state sviluppate per ottenere interferenza tra un il trapianto legamentoso e il canale osseo durante le tecniche di ricostruzione dei legamenti del ginocchio.

#### UTILIZIO PREVISTO

Lo scopo delle viti a interferenza MectaScrew PEEK è di fornire un adeguata e sicura fissazione intra-canale del legamento (trapianto) nella legamentoplastica del ginocchio.

#### Indicazioni

Il trattamento ricostruttivo dei legamenti crociati anteriori e posteriori lacerati avviene per mezzo di trapianti autologi, allologi e sintetici.

#### Contraindicazioni

- Osteoporosi e osteomalacia
- Osteopatie degenerative
- Obesità o pazienti sovrappeso, che possono portare a un'eccessiva sollecitazione del bottone di fissaggio
- Osteoma nell'area in cui si posiziona il bottone di fissaggio
- Deformità dell'osso, o condizioni generali delle ossa che escludono l'impianto di un bottone di fissaggio secondo il giudizio del medico
- Malattie sistemiche e disordini metabolici che possono compromettere i risultati chirurgici

#### AVVERTENZE

L'assetto positivo dell'intervento dipende dalla conformità alla tecnica operatoria fornita e all'uso appropriato della strumentazione dedicata, opportunamente progettata per quel range di impianti. Il malposizionamento può ridurre la durata impiantare e causarne il fallimento precoce.

Per ogni impianto deve essere correttamente applicata sulla tessera per il portatore d'impianto un'etichetta Medacta e consegnata al paziente.

#### PRECAUZIONI

Assicurarsi che le viti a interferenza Medacta MectaScrew PEEK siano utilizzate con l'apposito cacciavite progettato per questo scopo. Il cacciavite deve essere inserito nella vite fino al suo arresto per evitare danni alla vite, in particolare alla parte distale, in fase di inserimento.

#### Compatibilità MRI

Le viti a interferenza MectaScrew PEEK Medacta sono sicure in caso di RM.

#### Impianti di Medacta International

Medacta International non è responsabile dell'uso dei suoi componenti in associazione a componenti di altri produttori (fatte salve diverse specificazioni di Medacta International nella tecnica chirurgica), consigliamo pertanto tale pratica. Le componenti della vite a interferenza MectaScrew PEEK non devono essere mai reimplantate. Anche qualora un impianto sembri apparentemente integro, possono essere presenti imperfezioni microscopiche in grado di provocare il cedimento dell'impianto. Il chirurgo deve essere consapevole che anche danni superficiali minimi, provocati per esempio con uno strumento affilato o di elettrocauterizzazione, possono incidere sulla resistenza del dispositivo e provocarne la rottura. Le viti a interferenza Medacta MectaScrew PEEK, non sono pirogeniche.

#### Attenzione

- I seguenti fattori di rischio, singolarmente o in associazione, tendono ad avere effetti negativi sull'esito dell'intervento:
  - Inadeguata qualità dell'osso, (per esempio osteoporosi, precedenti interventi che hanno riguardato i legamenti crociati)
  - Malattie sistemiche e disordini metabolici
  - Esiti di infezioni o fallimenti recenti
  - Dipendenza da droghe e abuso di alcool e medicinali
  - Incapacità mentale del paziente di capire le indicazioni del medico e di attenersi ad esse
  - Tumori ossei locali

#### MODALITÀ D'USO

#### Fase pre-operatoria

Il chirurgo dovrebbe verificare le limitazioni fisiche e le deficienze mentali del paziente e dovrebbe trattare con il paziente tutti i particolari dell'intervento e dell'impianto. Durante il colloquio, il chirurgo deve informare il paziente dei limiti della procedura e dei vincoli imposti dall'impianto selezionato. I fattori che potrebbero limitare le performance e la stabilità dell'impianto, come il livello di attività fisica, devono essere chiariti per migliorare le possibilità del paziente di evitare complicanze. Il paziente deve comprendere appieno la necessità di seguire le istruzioni post-operatorie impartite dal chirurgo.

Deve essere disponibile una scorta di impianti sterili di taglie idonee, controllata dall'operatore prima dell'intervento.

#### Manipolazione

Per evitare danni o graffi, gli impianti devono essere manipolati con la massima attenzione dal personale qualificato in un ambiente con condizioni igieniche controllate. Gli impianti devono essere conservati nelle loro confezioni integre.

#### Tecnica chirurgica

Il chirurgo deve essere esperto della tecnica operatoria. Informazioni aggiuntive sui prodotti e le tecniche operatorie (brochure e video) sono disponibili su richiesta. È fondamentale un'attenta pianificazione pre-operatoria documentata attraverso radiografie a raggi X (elo tomografia computerizzata (TAC) o risonanza magnetica (RMN)).

#### Cure post-operatorie e controllo

Il medico dovrebbe avvisare i pazienti di controllare il livello della loro attività per evitare carichi eccessivi sull'arto operato. Inoltre, il chirurgo deve informare il paziente delle precauzioni da adottare in termini di attività fisica, terapie e limitazioni alle attività, eventuali limitazioni riportate in etichetta nonché dell'esposizione ai campi magnetici. Si raccomandano periodici follow-up e radiografie (elo tomografia computerizzata (TAC) o risonanza magnetica (RMN)) per effettuare dei confronti con la immediata condizione postoperatoria ed anticipare complicanze relative all'impianto. Un'eccessiva attività fisica e traumi all'arto operato possono causare fallimenti precoci dell'impianto. Qualora questo avvenga, è necessario porre il paziente sotto supervisione, valutare il possibile avanzamento della deteriorazione e soppesare i vantaggi di una revisione precoce.

#### EFFETTI INDESIDERATI E COMPLICANZE

Gli effetti avversi che possono insorgere nel trattamento ricostruttivo di rotture dei legamenti includono:

- Infezione, sia profonda che superficiale
- Allergie, leggeri processi infiammatori e reazioni a corpi estranei nell'impiantare il materiale

Alcuni effetti avversi possono portare alla morte.

Complicanze generali includono:

- Trombosi venosa/coniensa embolia polmonare;
- Disturbi cardiovascolari o polmonari;
- Ematomi;
- Reazioni allergiche sistemiche;
- Dolore sistemico.

#### IMBALLO

Le componenti della vite a interferenza MectaScrew PEEK sono fornite in confezioni monouso.

Per i componenti consegnati sterili, il metodo di sterilizzazione è riportato in etichetta. Controllare la data di scadenza sulla etichetta e l'integrità della confezione per accertarsi che la sterilità del contenuto non sia stata compromessa. Se la confezione è danneggiata o se è stata precedentemente aperta, non usare il componente. Non resterilizzare.

#### CONSERVAZIONE

Conservare le confezioni in un luogo asciutto e fresco a riparo dalla luce.

#### TRADEMARKS

Medacta è un marchio registrato di Medacta International SA, Castel San Pietro, Svizzera.

Il testo di riferimento è in lingua inglese.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2019

DUTCH	HANDLEIDING MECTASCREW PEEK

Belangrijke mededeling: het apparaat mag alleen worden voorgeschreven en worden geïmplanteerd door een dokter die wettelijk deze vorm van chirurgie mag uitvoeren.

#### ALGEMEEN

Voor iedere operatie, moet de chirurg vertrouwd zijn met de product literatuur en de operatietechniek en moeten de gebruiksaanwijzingen aandachtig worden gelezen. De juiste selectie van patiënten is eveneens belangrijk als de plaatsing of het positioneren van het implantaat. Onaangename functionele aisen kunnen bijdragen tot een kortere levensduur van het implantaat. Men dient letten op deze waarschuwingen en men dient de gebruiksaanwijzingen strikt volgen.

#### BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Deze gebruiksaanwijzingen zijn bedoeld voor alle producten die hieronder worden beschreven.

#### Medacta productbeschrijving

Medacta's Mectascrew PEEK interferentie schroeven zijn ontwikkeld om een interferentie te bieden tussen een ligamentvervanging en een bot tunnel in ligamentaire reconstructie chirurgie.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

Het doel van de MectaScrew PEEK interferentie schroeven is om een gepaste en veilige intra-tunnel transplaatat fixatie te bieden in ligamentaire chirurgie.

#### Indicaties

Reconstructieve behandeling voor gescheurde anterieure of posterieure kruisligamenten dor middel van een autogeen, allogoen of synthetisch transplaatat.

#### Contra-indicaties

- Osteoporose en osteomalacie
- Degeneratieve osteopatiëen
- Overgewicht van de patient met excessieve krachten op de fixatie pin als gevolg
- Botachtige tumoren op de plaats waar de fixatie pin gepland is om geplaatst te worden
- Deformiteiten van het bot, of algemene condities van het bot die het plaatsen van een fixatie pin verhinderen volgens het oordeel van de chirurg
- Systemische ziekten en stoornissen van de spijsvertering dat kan de uitgang van de operatie in gevaar kunnen brengen

#### WAARSCHUWINGEN

Het succes van de operatie hangt af van of de operatieve techniek nauw gevolgd wordt en het correct gebruik van de special hiervoor gebruikte instrumenten die ook speciaal ontworpen zijn tot dat gamma van implantaten. Verkeerd positioneren kan de levensduur van het implantaat verminderen en leiden tot het vroegtijdig falen van het implantaat.

Eén Medacta-label voor elk hulpmiddel, moet correct aangebracht worden op de meegeleverde Medacta-implantaatkaart en aan de patiënt meegegeven worden.

#### VOORZORGEN

Verzek er ervan dat de Medacta MectaScrew PEEK interferentie schroeven gebruikt worden met de daartoe ontworpen schroevendraaier. De schroevendraaier moet zo ver mogelijk in de schroefkop worden geplaatst om schade aan de schroef en de schroefkop te voorkomen.

#### Compatibiliteit met MRI

De Medacta MectaScrew PEEK interferentie schroeven zijn MR gebruiksvriendelijk.

#### Implantaten Medacta International

Medacta International is niet verantwoordelijk voor het gebruik van zijn implantaatcomponenten in combinatie met een component van een ander fabrikant (tenzij anderszins gespecificeerd door Medacta International in de chirurgische techniek) en daarom raden we een dergelijk gebruik niet aan. De componenten van de MectaScrew PEEK interferentie schroeven mogen nooit worden geïmplaneerd. Terwijl een implantaat onbeschadigd mag lijken, kunnen microscopische onvolmaaktheden optreden en dit kan leiden tot het niet goed functioneren van het implantaat. De chirurg die opereert moet er zich bewust van zijn, dat zelfs de meest geringe oppervlakkige beschadiging, bij voorbeeld veroorzaakt door een scherp stuk gereedschap of elektrocauterisatie, een invloed kan hebben op de levensduur van het apparaat en tot een breuk kan leiden. Medacta MectaScrew PEEK interferentie schroef producten zijn pyrogeenvrij.

#### Waarschuwing

De volgende risicofacturen, apart of samen, kunnen resulteren in slechte klinische uitkomsten:

- Inadequate botkwaliteit, (bv. osteoporose, vorige kruisbandoperaties)
- Systemische ziekte of metaboolische afwijkingen
- Voorgeschiedenis van infecties en regelmatig vallen
- Drug verslaving en alcohol en medicijn misbruik
- Mentale incapaciteit van de patient om de instructies van de arts te begrijpen en uit te voeren
- Lokale bottumoren

#### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Pre-operatieve fase

De arts moet nagaan of de patiënt fysieke of mentale beperkingen heeft, en moet met de patiënt alle details van de procedure overlopen. Het gesprek zou de limitaties van de procedure en de contra-indicaties opgeleid door het gekozen implantaat, moeten behandelen. De factoren die de prestaties en de stabiliteit van het implantaat kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld het activiteitsniveau, dient men te bepalen om de kans van de patiënt te verbeteren om complicaties te vermijden. De noodzakelijkheid van het volgen van de post-operatieve instructies die de chirurg geeft, dient volledig door de patiënt begrepen te worden. Een voorraad van steriele implantaten van passende maten dienen beschikbaar te zijn in dient voor de uitvoerende gecontroleerd te worden voor de operatie.

#### Behandeling

Om te vermijden dat men de implantaten krast of beschadigt, dient gekwalificeerd personeel met uiterste voorzichtigheid hiermee om te gaan, in een omgeving waarbij hygiënische condities in acht genomen worden. Men dient de implantaten in hun onbeschadigde verpakking te houden.

#### Chirurgische techniek.

De chirurg dient de chirurgische techniek grondig te kennen. Extra informatie over de chirurgische techniek (brochure en video) en producten kan men op verzoek ontvangen. Zorgvuldige pre-operatieve planning, gedocumenteerd door röntgenstralen (en/of computer tomografie (CT) of magnetic resonance imaging (MRI) scans), is essentieel.

#### Postoperatieve zorg en follow-up

De arts moet de patient verwittigen dat ze hun activiteitsniveau moeten controleren en excessieve krachten op het geopereerde been moeten vermijden. Verder dient de chirurg de patient op de hoogte te stellen van de voorzorgsmaatregelen die men moet nemen in termen van oefeningen, behandelingen en beperkingen wat betreft activiteiten, beperkingen die men op het label vermeldt vindt, als ook blootstelling aan magnetische velden. Men moet de patient vertellen, dat implantaten de resultaten van computer tomografie (CT) of magnetic resonance imaging (MRI) scans kunnen beïnvloeden. Regelmatige opvolging worden aangeraden om verklikingen te maken met de onmiddellijke post operatieve toestand en om implantaat gerelateerde complicaties te voorzien. Overmatig lichamelijke activiteiten en traumas aan de geopereerde benen kunnen een voortijdig falen van het implantaat veroorzaken. Als dit ook eeft gebeurt, is het noodzakelijk de patient onder supervisie te plaatsen, de mogelijk voortgang van de verslechtering te evalueren en het voordeel van vroege reisaf te wegen.

#### ONGEWENSTE GEVOLGEN EN COMPLICATIES

Ongewenste effecten kunnen optreden tijdens het heraanhechten van het zachte weefsel aan het bot in chirurgische orthopedische procedures:

- Diepe en oppervlakkige infectie
- Allergieën, milde onsteking en afstoot reacties op het geïmplaneerd materiaal
- Sommige bijwerkingen kunnen ten lange leste

El cirujano debe estar totalmente familiarizado con la técnica quirúrgica. Se podrá solicitar información adicional acerca de las técnicas y los productos quirúrgicos (folleto y vídeo). Una planificación preoperatoria cuidadosa, documentada con rayos X (y/o TAC o resonancias magnéticas), resulta esencial.

**Cuidados postoperatorios y seguimiento**
El cirujano debería advertir a los pacientes que controlen su nivel de actividad y que eviten cargas excesivas en el miembro operado. Asimismo, el cirujano debería informar al paciente de las precauciones que debe tomar en términos de ejercicio, tratamientos y limitaciones de actividad, de cualquier limitación indicada en la etiqueta, además de la exposición a campos magnéticos. Se recomienda un seguimiento con radiografías (y/o TAC o resonancias magnéticas) periódico para hacer comparaciones con la condición en el postoperatorio inmediato y anticipar cualquier relación con el implante. Una actividad física excesiva y cualquier traumatismo en el miembro operado puede provocar un fallo temprano en el implante. Si se diera el caso, será necesario que el paciente quede bajo observación, para valorar el posible avance del deterioro y sopesar las ventajas de una revisión anticipada.

**EFECTOS SECUNDARIOS Y COMPLICACIONES**

Entre los efectos secundarios adversos que pueden aparecer en el tratamiento reconstructivo de las rupturas del ligamento se encuentran:

- Infección, tanto superficial como profunda
- Alergias, inflamación y reacción al material del implante como cuerpo extraño

Algunos efectos secundarios adversos pueden tener como consecuencia final el fallecimiento del paciente.

Entre las complicaciones generales se incluyen:

- Trombosis venosa con o sin embolia pulmonar
- Trastornos cardiovasculares o pulmonares
- Hematomas
- Reacciones alérgicas sistémicas
- Dolor sistémico

**ACONDICIONAMIENTO**

Los componentes de todos los tornillos de interferencia MectaScrew PEEK se suministran en envases de único uso. Para los componentes entregados esterilizados, el método de esterilización figura en la etiqueta. Ha de comprobarse la fecha de caducidad que figura en la etiqueta, así como la integridad del embalaje a fin de garantizar que no se ha puesto en peligro la esterilidad del contenido. Si el embalaje presenta daños o se ha abierto previamente, no utilice el componente. No volver a esterilizar.

**ALMACENAMIENTO**

Los embalajes deben guardarse en un lugar fresco y seco, protegidos de la luz.

**TRADEMARKS**

Medacta es una marca comercial registrada de Medacta International SA, Castel San Pietro, Suiza.

El texto de referencia es el texto en inglés.

Última actualización: Octubre 2019

PORTUGUÉS	PORTUGUÉS FOLHETO DE INSTRUÇÕES DA MECTASCREW PEEK
-----------	--

Aviso importante: o(s) dispositivo(s) só pode(m) ser prescrito(s) e implantado(s) por um médico legalmente autorizado a realizar este tipo de cirurgia.

**GENERALIDADES**

Antes de qualquer cirurgia, o médico cirurgião tem de estar familiarizado com a literatura e com a técnica operatória relacionadas com o produto e tem de ler atentamente estas instruções de utilização. A seleção do doente é tão importante como a colocação ou posicionamento do implante. Exigências funcionais inadequadas podem contribuir para reduzir a longevidade do implante. Os avisos não podem ser ignorados e as instruções de utilização têm de ser estritamente seguidas.

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Estas instruções de utilização destinam-se a todos os produtos descritos abaixo.

**Descrição do produto Medacta**

Os parafusos de interferência MectaScrew PEEK da Medacta foram desenvolvidos para fornecer interferência entre um enxerto de ligamento e um tunel ósseo em cirurgia de reconstrução ligamentar.

**USO PREVISTO**

O objectivo dos parafusos de interferência MectaScrew PEEK é de fornecer uma fixação intra-túnel adequada e segura em cirurgia de ligamentoplastia.

**Indicações**

Tratamiento reconstructivo de ligamentos cruzados anteriores e posteriores rompidos através de enxertos auto, alo ou sintéticos.

**Contra-indicações**

- Osteoporose e osteomalacia
- Osteopatias Degenerativas
- Adiposidade ou sobrepeso do doente, levando a uma tensão excessiva no botão de fixação
- Osteomala na área em que o botão de fixação deve ser colocado
- Deformidades do osso ou condições gerais dos ossos que excluem a implantação de um botão de fixação na opinião de um médico
- Doenças sistémicas e distúrbios metabólicos que podem comprometer o resultado da cirurgia

**ADVERTÊNCIAS**

O sucesso do procedimento cirúrgico depende do cumprimento da técnica operatória disponibilizada, bem como da utilização adequada dos instrumentos dedicados que foram concebidos especificamente para essa gama de implantes. O posicionamento incorreto pode reduzir a longevidade do implante e despoletar a falha antecipada do implante.

Uma etiqueta para cada dispositivo Medacta tem de ser aplicada correctamente no Cartão de Implante Medacta fornecido e entregue ao paciente.

**PRECAUÇÕES**

Garantir que os parafusos de interferência MectaScrew PEEK da Medacta são usados com a chave de fendas desenhada especialmente para esse objectivo. A chave de fendas deve ser inserida no parafuso tanto quanto possível para evitar danos ao parafuso e à sua cabeça durante a inserção.

**Compatibilidade com IRM**

Os parafusos de interferência Medacta MectaScrew PEEK são seguros em caso de RM.

**Implantes Medacta International**

A Medacta International não é responsável pela utilização dos seus componentes de implantes em combinação com um componente de outro fabricante (salvo indicação em contrário pela Medacta International nas instruções da técnica cirúrgica), por conseguinte, advertimos contra essa utilização. Os componentes de um parafuso de interferência MectaScrew PEEK não podem ser reimplantados. Embora um implante possa não aparentar danos, poderão ocorrer imperfeições microscópicas que, por sua vez, provocarão a falha do implante. O médico cirurgião tem de ter em atenção que mesmo um dano superficial muito pequeno, causado por exemplo por uma ferramenta afiada ou por electrocauterização, pode ter influência na resistência do dispositivo e resultar na fratura do mesmo. Os parafusos de interferência MectaScrew PEEK são não-pirogénicos.

**Atenção**

Os fatores de risco seguintes, individualmente ou em conjunto, podem resultar em maus resultados clínicos:

- Qualidade óssea inadequada (por exemplo, osteoporose, cirurgia anterior do ligamento cruzado)
- Doenças sistémicas e distúrbios metabólicos
- História de infecções ou quedas recorrentes
- Dependência de drogas e abuso de álcool e medicamentos
- Incapacidade mental do paciente para entender as instruções do médico e poder cumpri-las
- Tumores ósseos locais

**MODO DE UTILIZAÇÃO**

**Fase pré-operatória**

O cirurgião deve verificar possíveis limitações físicas e deficiências mentais do paciente, devendo também discutir com o mesmo todos os detalhes do procedimento e do implante. A discussão deverá incluir as limitações do procedimento, bem como os constrangimentos impostos pelo implante selecionado. Deverão ser também abordados os fatores que podem limitar o desempenho e a estabilidade do implante, como por exemplo, o nível de atividade, de modo a aumentar a probabilidade de o doente evitar complicações. A necessidade de seguir as instruções pós-operatórias facultadas pelo médico deverão ser inteiramente compreendidas pelo doente. Um número de implantes estéreis de tamanhos adequados deverão estar disponíveis e ser verificados pelo médico antes da cirurgia.

**Manuseamento**

Para evitar riscos ou danos nos implantes, estes deverão ser manuseados com o máximo cuidado por pessoal qualificado, num ambiente onde as condições de higiene estão controladas. Os implantes deverão ser mantidos nas respetivas embalagens intactas.

**Técnica cirúrgica**

O médico cirurgião deverá estar totalmente familiarizado com a técnica cirúrgica. Mediante pedido, estão disponíveis informações suplementares sobre as técnicas cirúrgicas (brochura e vídeo) e os produtos. É essencial uma planificação cuidadosa pré-operatória, documentada por raios-X (e/ou tomografias computadorizadas (TC) ou imagiologia por ressonância magnética (IRM)).

**Cuidados pós-operatórios e acompanhamento**

O cirurgião deve alertar os pacientes para controlar seu nível de atividade e evitar cargas excessivas no membro operado. Além disso, o médico cirurgião deverá alertar os doentes para as precauções a serem tomadas em termos de exercícios, tratamentos e limitações em certas atividades, quaisquer limitações indicadas no rótulo, bem como a exposição a campos magnéticos. Recomenda-se acompanhamento e radiografias periódicas (e/ou tomografias computadorizadas (TC) ou imagiologia por ressonância magnética (IRM) para fazer comparações com a condição pós-operatória imediata e antecipar complicações relacionadas com o implante. Atividade física excessiva e traumatismos dos membros operados podem levar a uma falha precoce do implante. Se essa situação se verificar, é necessário colocar o doente sob supervisão, avaliar a possível progressão da deterioração do implante e contemplar o benefício de uma cirurgia de revisão antecipada.

**EFEITOS INDESEJÁVEIS E COMPLICAÇÕES**

Os efeitos adversos que podem ocorrer no tratamento reconstructivo das rupturas ligamentares incluem:

- Infeção, tanto profunda como superficial
- Alergias, reações inflamatórias leves e reações de corpo estranho ao material do implante

Alguns efeitos adversos poderão levar à morte.

As complicações gerais incluem:

- Trombose venosa com/sem embolismo pulmonar
- Distúrbios pulmonares ou cardiovasculares
- Hematomas
- Reacções alérgicas sistémicas
- Dor a nível sistémico

**ACONDICIONAMENTO**

Os componentes de todos os parafusos de interferência MectaScrew PEEK são fornecidos em embalagens de uso único esterilizadas.

Para os componentes disponibilizados esterilizados, o método de esterilização encontra-se indicado no rótulo. Tem de ser verificada a data de validade no rótulo, bem como a integridade da embalagem, de modo a assegurar que a esterilidade do conteúdo da mesma não foi comprometida. Se a embalagem estiver danificada ou tiver sido aberta, não utilize o componente. Não reesterilizar.

**ARMAZENAGEM**

As embalagens têm de ser guardadas num local fresco, seco e ao abrigo da luz.

**MARCA REGISTRADA**

Medacta é uma marca comercial registrada da Medacta International SA, Castel San Pietro, Suíça.

O texto de referência é o texto em inglês.

Última atualização: Outubro 2019

FRANÇAIS	NOTICE D'INSTRUCTIONS MECTASCREW PEEK
----------	---------------------------------------

Important: le(s) dispositif(s) ne peut(ven)t être prescrit(s) et implanté(s) que par un médecin disposant d’une autorisation légale pour effectuer ce type de chirurgie.

**GENERALITES**

Avant toute intervention chirurgicale, le chirurgien doit bien connaitre les documents relatifs au produit et à la technique opératoire, et doit lire attentivement ce mode d’emploi. La sélection des patients est aussi importante que le placement et le positionnement de l’implant. Des exigences fonctionnelles inadéquates peuvent contribuer à réduire la durée de vie de l’implant. Les avertissements doivent être respectés, et le mode d’emploi doit être scrupuleusement suivi.

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Ce mode d’emploi est destiné à tous les produits décrits ci-dessous.

**Description du produit Medacta:**

Les vis d’interférence Medacta MectaScrew PEEK ont été développées pour créer une interférence entre une greffe de ligament et un tunnel osseux dans la chirurgie de reconstruction du ligament.

**UTILISATION PRÉVUE**

Les vis d’interférence MectaScrew PEEK ont pour but de fournir une fixation de greffe intra-tunnel adaptée et sécurisée en chirurgie de ligamentoplastie.

**Indications**

Traitement reconstructif des ligaments croisés antérieur et postérieur au moyen de greffons auto-, allo et synthétiques

**Contre-indications**

- Ostéoporose et ostéomalacie
- Ostéopathies dégénératives
- Adiposité ou surpoids du patient, entraînant une pression excessive sur le bouton de fixation
- Ostéome situé proche de la fixation du bouton
- Déformations osseuse, ou conditions osseuses qui empêcheraient, selon le chirurgien, une implantation satisfaisante du bouton
- Maladies systémiques et troubles métaboliques

**AVERTISSEMENTS**

Le succès de l’opération dépend de la conformité avec la technique opératoire utilisée, et de l’utilisation appropriée des instruments dédiés qui sont spécialement conçus pour cette gamme d’implants. Un mauvais positionnement peut réduire la longévité de l’implant et conduire à son échec anticipé.

Pour chaque dispositif, une étiquette Medacta doit être correctement apposée sur le passeport implant Medacta, fourni et remis au patient.

**PRECAUTIONS**

Assurez-vous que les vis d’interférence Medacta MectaScrew PEEK sont utilisées avec le tournevis spécial conçu à cet effet. Le tournevis doit être inséré dans la vis aussi loin que possible afin d’éviter d’endommager la vis et sa tête lors de l’insertion.

**Compatibilité IRM**

Les vis d’interférence Medacta MectaScrew PEEK sont compatibles avec l’IRM.

**Implants Medacta International**

Medacta International n’est pas responsable de l’utilisation de ses composants associée à un composant fourni par un autre fabricant (sauf indication contraire de Medacta International pour la technique chirurgicale), par conséquent, nous déconseillons une telle utilisation. Les composants d’une vis d’interférence MectaScrew PEEK ne doivent jamais être réimplantés. Alors qu’un implant peut sembler intact, les imperfections microscopiques peuvent exister et provoquer une défaillance de l’implant. Le chirurgien doit être conscient que même un très léger dommage superficiel, causé par exemple par un instrument ou par une forte hémostase au bistouri électrique, peut avoir une influence sur la survie de l’appareil et peut conduire à sa rture. Les vis d’interférence Medacta MectaScrew PEEK sont produits non pyrogènes.

**Attention**

Les facteurs de risque suivants, individuellement ou conjoints, peuvent aboutir à de faibles résultats cliniques:

- Qualité osseuse inadéquate (par exemple, ostéoporose, opération antérieure du ligament croisé)
- Maladies systémiques ou troubles métaboliques
- Antécédents d’infections ou de chutes
- Toxicomanie et l’abus d’alcool et de médicaments
- Incapacité mentale du patient à comprendre les instructions du médecin et à s’y conformer
- Tumeurs osseuses locales

**MODE D’UTILISATION**

**Phase préopératoire**

Le chirurgien doit vérifier les éventuels handicaps physiques et déficiences mentales des patients, et il doit également discuter avec le patient de tous les détails concernant l’intervention et les implants. La discussion doit tenir compte des limites de l’intervention et des contraintes imposées par l’implant sélectionné. Les facteurs pouvant limiter les performances et la stabilité de l’implant, par exemple le niveau d’activité, doivent être définis pour améliorer les chances du patient d’éviter des complications. La nécessité de suivre les instructions post-opératoires fournies par le chirurgien doit être pleinement comprise par le patient. Un stock d’implants stériles de tailles appropriées doit être disponible et contrôlé par l’opérateur avant l’opération.

**Manipulation**

Pour éviter de rayer ou d’endommager les implants, ils doivent être manipulés avec le plus grand soin par du personnel qualifié dans un environnement où les conditions d’hygiène sont contrôlées. Les implants doivent être conservés dans leur emballage en bon état.

**Technique chirurgicale**

Le chirurgien doit bien connaître la technique opératoire. Des renseignements supplémentaires sur les techniques chirurgicales (brochure et vidéo) et les produits sont disponibles sur demande. Une planification préopératoire minutieuse, documentée par des radiographies (et/ou tomodensitométrie (TDM) ou de l’imagerie par résonance magnétique (IRM)), est essentielle.

**Soins postopératoires et suivi**

Le chirurgien doit avertir les patients de contrôler leur niveau d’activité et d’éviter les charges excessives sur le membre opéré. En outre, le chirurgien doit informer le patient sur les précautions à prendre en termes d’exercices, de traitements et de limitations dans le cadre des activités, des restrictions signalées sur la notice d’instruction, ainsi que sur l’exposition aux champs magnétiques. Le suivi périodique et des radiographies (et/ou tomodensitométrie (TDM) ou de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont recommandés pour faire des comparaisons avec l’état post-opératoire immédiat et anticiper les complications liées aux implants. Une activité physique excessive et des traumatismes des membres opérés peuvent causer une défaillance précoce de l’implant. Si le cas se produit, il est nécessaire de placer le patient sous surveillance, d’évaluer la progression possible de la détérioration, et considérer les avantages de la reprise anticipée.

**EFFETS INDESIRABLES ET COMPLICATIONS**

Les effets indésirables pouvant survenir dans le traitement de reconstruction ligamentaire comprennent:

- Infection, profonde et superficielle
- Allergies, réactions inflammatoires légères, réaction à corps étranger aux matériaux des implants

Enfin, certains effets indésirables peuvent même conduire au décès.

Les complications générales comprennent:

- Trombose veineuse avec/sans embolie pulmonaire

- Troubles cardiovasculaires ou pulmonaires

- Hématomes

- Réactions allergiques systémiques

- Douleurs systémiques

**CONDITIONNEMENT**

Les composants de toutes les vis d’interférence MectaScrew PEEK sont fournis dans des boîtes à usage unique. Pour les composants livrés stériles, le procédé de stérilisation est indiqué sur l’étiquette. La date de péremption doit être vérifiée sur l’étiquette ainsi que l’intégrité de l’emballage afin de s’assurer que la stérilité du contenu n’a pas été compromise. Si l’emballage est endommagé ou a été ouvert, ne pas utiliser le composant. Ne pas re-stériliser.

**STOCKAGE**

Les emballages doivent être stockés dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.

**TRADEMARKS**

Medacta est une marque déposée de Medacta International SA, sise à Castel San Pietro, en Suisse.

Le texte de référence est le texte anglais.

Dernière mise à jour: Octobre 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	IFU MECTASCREW PEEK
----------	---------------------

Σημαντική προειδοποίηση: η μη ή περισσότερες συσκευές μπορούν να συνιγαγογραφηθούν και να εμφυτευτούν μόνο από ιατρό νομίμκς εξουσιοδοτημένο να εκτελεί αυτόν τον τύπο χειρουργικής επέμβασης.

**ΓΕΝΙΚΑ**

Πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, ο χειρουργός πρέπει να εξοικειώνεται με τη βιβλιογραφία του προϊόντος και τη χειρουργική τεχνική και πρέπει να διαβάζει προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η επιλογή του ασθενή είναι το ίδιο σημαντική με την τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Ακατάλληλες λειτουργικές απαιτήσεις μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση της ζωής του εμφυτεύματος. Πρέπει να δοθεί βάρος στις προειδοποιήσεις, και να τηρηθούν αυστηρά οι οδηγίες χρήσης.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για όλα τα προϊόντα που περιγράφονται εδώ παρακάτω.

**Περιγραφή του προϊόντος της Medacta**

Οι βίδες παρεμβολής Medacta MectaScrew PEEK έχουν σχεδιαστεί για να παρεμβάλλονται μεταξύ ενός μοσχεύματος συνδέσμου και του οστικού τούλελ κατά την χειρουργική ανακατασκευή του συνδέσμου.

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ**

Ο σκοπός των βιδών παρεμβολής Medacta MectaScrew PEEK είναι να παρέχουν κατάλληλη και ασφαλή στήριωση του μοσχεύματος μέσα στο τούλελ κατά την επέμβαση συνδυασμιατικής.

**Ενδείξεις**

Επανορθωτική αντιμετώπιση της ρήξης προσθίου και οπισθίου χιαστού συνδέσμου με την χρήση αυτο-,αλλο-,και συνθετικού μοσχεύματος

**Αντενδείξεις**

- Οστεοπόρωση και οστεομαλάκυνση
- Εκφυσιωτικές οστεοαρθρώσεις
- Παχυσαρκία ή υπέρβαρος ασθενής, που οδηγεί σε υπερβολική τάση στο κομψί σπέρωσης
- Οστείματα στην περιοχή που πρόκειται να τοποθετηθεί το κομψί
- Παραμορφώσεις του οστού ή γενικές καταστάσεις των οστών που αποκλείουν την εμφύτευση ενός κομψιού κατά τη γνώμη του γιατρού
- Συστημικές νόσοι και μεταβολικές ανωμαλίες που μπορούν να υπονομεύσουν το αποτέλεσμα του χειρουργείου

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται από τη συμμόρφωση με την παρεχόμενη χειρουργική τεχνική, καθώς και τη σωστή χρήση των αποκλειστικών εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτή τη σειρά εμφυτευμάτων. Η ασφαλέμενη τοποθέτηση μπορεί να μειώσει τη

διάρκεια ζωής του εμφυτεύματος και να οδηγήσει σε πρώιμη αστοχία του εμφυτεύματος.

Μια ειδικά Medacta για κάθε συσκευή πρέπει να εφαρμοστεί σωστά στην κάρτα εμφύτευσης υλικών χειρουργείου Medacta που παρέχεται και παραδίδεται στον ασθενή.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες παρεμβολής Medacta MectaScrew PEEK χρησιμοποιούνται με το ειδικό καταβίδι που έχει σχεδιαστεί γι’ αυτό τον σκοπό.Το καταβίδι πρέπει να εισαχθεί στη βίδα όσο πιο βαθιά γίνεται για να μην προκληθεί ζημία στην κεφαλή της βίδας κατά την εισαγωγή.

**Συμβατότητα με MRI**

Οι βίδες παρεμβολής Medacta MectaScrew PEEK είναι MR Safe (ασφαλείς σε περιβάλλον Μαγνητικού Συντονισμού).

**Εμφυτεύματα της Medacta International**

Η Medacta International δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των συστατικών εμφυτευμάτων της σε συνδυασμό με συστατικό μέρος άλλου κατασκευαστή (εκτός αν η Medacta International προσδιορίζει διαφορετικά στη χειρουργική τεχνική), και συνεπώς αποβαρύνουμε τέτοιου είδους χρήση. Όλα τα υλικά Medacta MectaScrew PEEK -βίδες παρεμβολής δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται. Αν και ένα εμφύτευμα μπορεί να μοιάζει ότι δεν φέρει ζημιά, ενδέχεται να προκύψουν μικροσκοπικές ατέλειες και να προκαλέσουν αστοχία του εμφυτεύματος. Ο χειρουργός πρέπει να γνωρίζει ότι ακόμα και πολύ μικρή επιφανειακή βλάβη, η οποία, για παράδειγμα, έχει προκληθεί από αχημρό εργαλείο ή ηλεκτροκαυτηρίαση, μπορεί να επηρεάσει την αντοχή της συσκευής και να οδηγήσει σε κάταγμα. Οι βίδες παρεμβολής Medacta MectaScrew PEEK είναι μη πυροτόνιες

**Προσοχή**

Για να αποφευχθεί το γρατζούνισμα ή η βλάβη στα εμφυτεύματα, ο χειρισμός τους θα πρέπει να γίνεται με υπέρτερη προσοχή από εξειδικευμένο προσωπικό σε περιβάλλον ελεγχόμενων συνθηκών υγιεινής. Τα εμφυτεύματα θα πρέπει να φυλάσσονται στις άθικτες συσκευασίες τους.

- Ανεπαρκής προετοιμασία οστικού (οστεοπόρωση), προηγουμένη επέμβαση χιαστού)
- Συστημικές νόσοι και Μεταβολικές Διαταραχές
- Ιστορικό λοιμώξεων και επαναλαμβανόμενων πτώσεων
- Εμφυλωθίδους μριαίσιου κομψιού σπέρωσης
- Διαγονική ανικανότητα του ασθενούς να κατανοήσει τις οδηγίες του γιατρού και να συμμορφωθεί με αυτές
- Τοπικοί όγκοι στα οστά

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**Προεγχειρητική στάδιο**

Ο χειρουργός πρέπει να εκτιμήσει τους πιθανούς φυσικούς περιορισμούς του ασθενούς και την διανοητική ανεπάρκεια και πρέπει επίσης να συζητήσει με τον ασθενή όλες τις λεπτομέρειες της επέμβασης και του εμφυτεύματος. Η συζήτηση θα πρέπει να εφάρσει τόσο τους περιορισμούς της επέμβασης όσο και τους περιορισμούς που επιβάλλει το επιλεγμένο εμφύτευμα. Οι παράγοντες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την απόδοση και σταθερότητα του εμφυτεύματος, π.χ. επίπεδο δραστηριότητας, θα πρέπει να εξηγηθούν ώστε να βελτιωθούν οι πιθανότητες να αποφευχέ ο ασθενής επιπλοκές. Η αναγκαιότητα τήρησης των μετεγχειρητικών οδηγιών που θα δώσει ο χειρουργός θα πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητή από τον ασθενή. Πρέπει να είναι διαθέσιμο αποθεματικό στείρων εμφυτευμάτων κατάλληλων μεγεθών και να ελεγχεται από τον χειριστή πριν τη χειρουργική επέμβαση.

**Χειρισμός**

Για να αποφευχθεί το γρατζούνισμα ή η βλάβη στα εμφυτεύματα, ο χειρισμός τους θα πρέπει να γίνεται με υπέρτερη προσοχή από εξειδικευμένο προσωπικό σε περιβάλλον ελεγχόμενων συνθηκών υγιεινής. Τα εμφυτεύματα θα πρέπει να φυλάσσονται στις άθικτες συσκευασίες τους.

**Χειρουργική τεχνική**

Ο γιατρός πρέπει να προετοιμάσει τους ασθενείς να μειώσουν τις δραστηριότητές τους και να αποφεύγουν τα υπερβολικά φορτία στο χειρουργημένο σκέλος . Επιπλέον, ο χειρουργός θα πρέπει να ενημερώσει τον ασθενή για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται αναφορικά με ασκήσεις, θεραπείες και περιορισμούς των δραστηριοτήτων, τυχόν περιορισμούς που αναφέρονται στην ειδικία αλλά και έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Συνιστάται περιοδικός έλεγχος και ακτινογραφίες (καλή αξονική τομογραφίας (CT) ή απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) για να γίνει σύγκριση με την άμεση μετεγχειρητική κατάσταση και να προληφθούν σχετικές επιπλοκές. Υπερβολική φυσική δραστηριότητα και τραύμα του χειρουργημένου σκέλους μπορεί να προκαλέσουν αστοχία του εμφυτεύματος. Αν πρόκυμει κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητο να τεθεί ο ασθενής υπό επίτηρηση, να αξιολογηθεί η πιθανή εξέλιξη της επιδείνωσής και να σταθμιστεί το όφελος πρώιμης επανοηθητικής επέμβασης.

**ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙΕΠΙΠΛΟΚΕΣ**

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν στην επανορθωτική θεραπεία της ρήξης συνδέσμου περιλαμβάνουν:

- Μόλυνση, εν τω βάθει και επιποική
- Αλλεργίες, μέτριες φλεγμονές και αντιδράσεις ξένου σώματος στο υλικό του εμφυτεύματος

Ορισμένες Άνεπιθύ