

MectalIF

INTERVERTEBRAL BODY FUSION DEVICE



Brochure

Joint

Spine

Sports Med

MEDACTA INTERNATIONAL

Medacta® Internationalの基礎は、世界クラスの人工股関節・膝関節置換術テクノロジーと、Siccardi一族のリーダーシップと、スイスLuganoに勤務する有能な専門家からなる専任チームとによって支えられています。当社は2000年の創業ですが、加速度的な成長カーブを描いて急成長を遂げました。これは、当社の品質、技術革新、及びサービスに対する顧客の評価の表れであります。

Medacta® Spineは、2009年の設立以来、スイスならではの精度と技術を脊柱専門医に届け、世界中で邁進し、変性、変形、及び外傷・腫瘍学の各適応症に対し、従来のOPENアプローチ及びMIS手術アプローチによる外科手術テクノロジーソリューションを提供しています。


Medacta® Internationalは、独自の効果的な脊柱インプラントの数々についてFDAの認可を受けております。目下、技術開発を活発に行って送り出し、それらの妥当性確認が世界各地の市場で進行中ですが、最終的には米国で利用可能となる予定です。それまでは、**十人十色の患者、個別の適応症、一つのシステム**という重要な哲学を持って設計した前方及び後方固定オプションの代名詞であることを誇りたく存じます。

MECTALIF TLIF/PLIFケージシステム

MectaLIF®のインプラントは、確実な初期固定と長期的な脊柱安定化とを念頭に置いた形状となっています。材質はチタンコーティング PEEKおよびPEEK製で生体適合性と解剖学的形状に優れ、様々な症例に対応できます。

- 各インプラントは、面取りした前縁を特徴とし、椎体間伸延を効果的に行うことができ、従来品よりも容易な挿入が可能
- インプラントの高さ、前弯角、及びフットプリントのバリエーションが豊富ですので、椎体間固定の際、様々な症例に対し最適な製品を選択することが可能
- ボーンコンタクトホールが大きく、多量の骨を設置することができ、骨癒合を促進

*MectaLIF Transforaminal cageはPEEKのみの販売となります。



販売名: MectaLIF Posterior ケージ
医療機器承認番号: 22400BZX00468000
販売名: MectaLIF Oblique ケージ
医療機器承認番号: 22500BZX00020000

販売名: MectaLIF Transforaminal ケージ
医療機器承認番号: 22500BZX00043000

販売名: MectaLIF-TiPEEK Posterior ケージ
医療機器承認番号: 22800BZX00027000
販売名: MectaLIF-TiPEEK Oblique ケージ
医療機器承認番号: 22700BZX00344000



Medacta International
Strada Regina - 6874 Castel San Pietro - Switzerland
Phone +41 91 696 60 60 - Fax +41 91 696 60 60
Info@medacta.ch - www.medacta.com

製造販売業 [許可番号:13B1X10060]
メダクタジャパン株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-5 麹町中田ビル
TEL 03-6272-8797 FAX 03-6272-8798

MectaLIF Leaflet
99.44pot.81
rev.02
Last update: March 2019

swiss
made

