


U.S.T.

MEDACTA UNIVERSAL SCREW TECHNOLOGY

ULTIMATE VERSATILITY IN ONE SYSTEM



Brochure

Joint

Spine

Sports Med

UNIQUE PATIENTS - SPECIFIC INDICATIONS - ONE SYSTEM

Medacta Spineは脊椎固定術のトータルシステムを開発しました。

M.U.S.T.ペディクルスクリュー、MectaLIF椎体間固定ケージ、そして頸椎用のMecta-Cケージは当社の専用器械とともに複合的あるいはシステム単一での使用により、ほとんどの脊椎固定術に適応が可能です。


従来のOPENアプローチおよびMISアプローチどちらにも対応しております。



M.U.S.T.椎弓根スクリューシステム

M.U.S.T.ペディクルスクリューシステムは、スクリュー、ロッド及びコネクターからなる自由度の高い設計になっており、変性疾患・変形そして外傷に適応でき、且つ従来のOPENアプローチだけでなくMISアプローチにも対応しております。

- 一つのシステムで究極の汎用性を実現
- ロッド設置前の段階でポリアキシャルヘッドをロックし、パラレルコンプレッション/ディストラクションの際にモノアキシャルの固定性を得ることが可能
- 滅菌済みインプラントにより病院内での準備作業の効率化を実現
- ダブルリードスレッドにより、スクリューをスムーズかつ迅速に挿入
- ロッドによる矯正やセットスクリュー締結の専用器械
- ソリッド、キャニュレイテッド、ポリアキシャル、モノアキシャルスクリューのラインアップ
- 各種スクリュー径を取り揃え、胸椎・腰椎・仙椎・仙腸骨固定に対応
- 使いやすいM.U.S.T.リンク・クロスコネクターにより脊椎の安定性を向上



販売名: M.U.S.T. スパイナルシステム
医療機器承認番号: 224008ZX00470000